



医用ディスプレイ  
**取扱説明書**

**MD211G3**

# 目 次

---

特 長.....	2
ご使用の前に .....	3
安全のために必ず守ること .....	4
付属品の確認 .....	7
使い方.....	7
設 定.....	11
各部の名称 .....	13
OSD機能.....	14
アドバンスメニュー .....	17
困ったとき .....	20
Quick screen QA test 機能.....	22
PICTURE MODE機能 .....	22
STAND-ALONE CALIBRATION .....	23
仕様.....	29

# 特 長

---

- **DisplayPort (→ P7)**

10bit の多階調表示や高解像度の表示ができます。

- **Quick screen QA test 機能 (→ P22)**

JESRA X-0093 で求められる TG18-QC の目視検査の一部に準拠した表示が可能です。  
ディスプレイ単体で、全体評価と、グレースケール評価の確認が簡単におこなえます。

- **オンスクリーンキーガイド (→ P13)**

背面にあるボタンの操作が容易にできるように、ボタンの位置と機能情報を画面上に表示します。

- **均一な表示特性 (→ P17)**

工場出荷時にパネルの特性にあわせたムラ調整をおこなっているため、画面内は均一な表示特性（輝度・ガンマ特性）が得られます。

- **高精度な表示 (→ P17)**

工場出荷時にパネルの特性にあわせたキャリブレーションをおこなっているため、DICOM 特性を含むガンマ特性を正確に表示できます。

- **安定した画像表示が可能なフィードバックシステム (→ P13)**

内蔵フロントセンサーが常に画面輝度を測定し設定値に調節しています。また、設定した画質、表示品質を長時間維持することが可能です。

- **STAND-ALONE CALIBRATION 機能 (→ P23)**

本機と USB センサーを接続するだけで、液晶パネルの画面表示特性やフロントセンサーの校正ができます。

## お知らせ

液晶ディスプレイは、精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

本機のドット抜けの割合は 0.00016%以下です。

本製品は、ISO9241-307 基準に従い、ドット抜けの割合基準値は 1 サブピクセル（副画素）単位で計算しております。

【注】一般的な言い方として「画素」を「ドット」という言葉で表現しておりますが、ISO9241-307 に従い、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル (pixel)」、「ドット」は「副画素」とも呼ばれ「サブピクセル (sub pixels)」となります。

つまり、「画素」は実体のある副画素と言われる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。

## お知らせ

**HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)**

デジタル映像信号を暗号化する著作権保護システムです。

HDCP に対応した映像機器を接続することにより、HDCP で保護された映像コンテンツを視聴することができます。

HDCP の規格は、Digital Content Protection, LLC という団体によって、策定・管理されています。ただし、HDCP の規格変更などがおこなわれた場合、ディスプレイが故障していなくても、DisplayPort 入力端子の映像が表示されないことがあります。

## お知らせ

本機は輝度安定化回路を装備しております。JESRA X-0093 に基づき、定期的におこなうディスプレイ品質管理の不変性試験を少なくとも 1 年ごとにおこなうことをおすすめします。

# ご使用前に

MD211G3 は、訓練を受けた医師などによる、医用画像の表示または参照のために使用することを意図しています。

## ⚠ 警告

- MD211G3 は生命維持装置には使用できません。
- MD211G3 はデジタルマンモグラフィーの用途には適しません。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本機は付属の電源コードおよび信号ケーブルを使用した状態で VCCI 基準に適合しています。



グリーンマーク

JIS C 0950(通称 J-Moss)とは、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法を規定した日本工業規格です。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有状況により、次の2種類の表示マークがあります。

- ・含有マーク：特定の化学物質が含有率基準値を超える製品に付与するマーク
- ・グリーンマーク：同化学物質が含有率基準値以下(但し除外項目あり)である製品にメーカーが任意で表示することができるマーク

本製品に表示されているマークは、グリーンマークです。

製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。

Windows® は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

DisplayPort および DisplayPort ロゴは、the Video Electronics Standards Association の米国その他の国における商標または登録商標です。

その他の社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。






- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は、液晶ディスプレイをご使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・ご購入元名」などの記入を確かめて、ご購入元からお受け取りください。
- 取扱説明書は「保証書」と共に大切に保管してください。
- この取扱説明書は日本国内専用です。

# 安全のために必ず守ること

この取扱説明書に使用している表示と意味は次のようになっています。  
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの	 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
---	---	---	-------------------------------------

図記号の意味は次のとおりです。

	△ 記号は注意(警告を含む)をうながすことを表しています。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘ 記号はしてはいけないことを表しています。 図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号はしなければならないことを表しています。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

●ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

## **警告**

### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜き液晶ディスプレイを安全な場所に移動する！！

異常のまま使用すると、液晶ディスプレイの落下・火災・感電の原因となります。  
すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
その後、液晶ディスプレイを安全な場所に移動させ、ご購入元に修理をご依頼ください。



プラグを抜く

地震等での製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減する為に、転倒・落下防止対策をおこなってください。  
転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。また、転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、全ての地震に対してその効果を保証するものではありません。

故障(画面が映らないなど)や煙、変な音・においがするときは使わない



火災・感電の原因となります。

液晶ディスプレイがぐらつく、またはスタンド部にひびや亀裂がある場合は使わない



そのまま使用すると、液晶ディスプレイが落下してけがの原因となります。

裏ぶたをはずさない




内部には電圧の高い部分があり、さわると感電の原因となります。

電源コードを傷つけない



熱器具のそば  
コードをひっぱる  
下敷き  
重いものをのせたり、熱器具に近づけたり、無理に引っ張ったり、折り曲げたまま力を加えたりしないこと。コードが破損して火災・感電の原因となります。

傾斜面や不安定な場所に置かない




落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。

異物をいれない



特にお子さまにご注意  
火災・感電の原因となります。

キャビネットを破損したときは使わない



火災・感電の原因となります。




風呂場や水のかかるところに置かない

水などが液晶ディスプレイの内部に入った場合はすぐに本体の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてお買い上げのご購入元にご連絡ください。そのまま使用すると、故障・火災・感電などの原因となります。




























水ぬれ禁止

# 警告











<p><b>正しい電源電圧で使用する</b>          指定の電源電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。本機にはAC100Vでお使いいただくための電源コードを添付しております。AC100V以外(最大AC240V)でご使用の際は、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。本機に添付している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用できません。</p>  <p>指示</p>	<p><b>修理・改造をしない</b>          けが・火災・感電の原因となります。</p>  <p>修理・改造禁止</p>	<p><b>液晶を口にしない</b>          液晶パネルが破損し、液晶が漏れ出た場合は、液晶を吸い込んだり、飲んだりすると、中毒を起こす原因となります。万一口に入ってしまったり、目に入ってしまった場合は、水でゆすいでいただき、医師の診断を受けてください。手や衣類についてしまった場合は、アルコールなどで拭き取り、水洗いしてください。</p>  <p>警告</p>
	<p><b>ポリ袋で遊ばない</b>          特にお子さまにご注意          本体包装のポリ袋を頭からかぶると窒息の原因となります。</p>  <p>禁止</p>	
	<p><b>雷が鳴り出したら、電源プラグには触れない</b>          感電の原因となります。</p>  <p>接触禁止</p>	

# 注意





<p><b>設置のときは次のことをお守りください。</b>          風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。設置に関しては据付指示書を参照してください。</p>			
<p><b>ディスプレイや置き台には乗らないでください。</b>          また、キャスター付き置き台にディスプレイを設置する場合は、必ずキャスター止めをしてください。ディスプレイが倒れたり、置き台が動いたりしてけがの原因となることがあります。</p>  <p>禁止</p>			
<p><b>狭い所に置かない</b></p>   <p>設置禁止</p>	<p><b>おお向けや横倒し、さかさまにしない</b></p>   <p>禁止</p>	<p><b>直射日光や熱器具のそばに置かない</b></p>   <p>設置禁止</p>	
<p><b>布などで通風孔をふさがない</b></p>   <p>禁止</p>	<p><b>車載用禁止</b>          車載用など移動用途には使用できません。故障の原因となることがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p><b>振動の多い所に置かない</b>          縦型で使用した時、色ムラの原因となることがあります。</p>  <p>禁止</p>	
<p><b>湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる所に置かない</b></p>   <p>設置禁止</p>	<p><b>屋外での使用禁止</b></p>   <p>屋外での使用禁止</p> <p>本機は屋内での使用を想定しています。屋外で使用すると故障の原因となることがあります。</p>	<p><b>液晶パネルに衝撃を加えない</b>          破損してけがや故障の原因となることがあります。</p>   <p>禁止</p>	
<p><b>接続線をつけたまま移動しない</b>          火災・感電の原因となることがあります。電源プラグや機器間の接続線ははずしたことを確認の上、移動してください。</p>   <p>禁止</p>	<p><b>フロントセンサーに衝撃を加えない</b>          ディスプレイを持つときは、フロントセンサー部分に触れないでください。故障の原因となることがあります。</p>  <p>禁止</p>		
<p><b>電源プラグを持って抜く</b>          コードを引っ張ると傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。</p>   <p>プラグを持つ</p>	<p><b>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない</b>          感電の原因となることがあります。</p>   <p>ぬれ手禁止</p>		
<p><b>お手入れの際は電源プラグを抜く</b>          感電の原因となることがあります。</p>  <p>プラグを抜く</p>	<p><b>スタンドに手や指をはさまない</b>          角度調節時に手や指をはさむとけがの原因となることがあります。</p>  <p>手の挟みこみに注意</p>		



# ⚠ 注意






<p><b>電源プラグを奥までさしこむ</b> しっかりと差し込まれていないと火災・感電の原因となることがあります。</p>   <p>しっかりと差し込む</p>	<p><b>液晶ディスプレイを廃棄する場合</b> ご自身で廃棄しないでください。本機を廃棄する場合は、資源有効利用促進法に基づき、回収・リサイクルにご協力ください。 (→P23：本機を廃棄するには)</p>
<p><b>1年に一度は内部掃除を</b> 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因となることがあります。 内部掃除はご購入元にご依頼ください。</p>   <p>内部掃除</p>	<p><b>長期間の旅行、外出のときは電源プラグを抜く</b></p>   <p>プラグを抜く</p> <p><b>電源プラグのほこりなどは定期的にとる</b> 火災の原因となることがあります。 1年に一度は電源プラグの定期的な清掃と接続を点検してください。</p>   <p>ほこりを取る</p>
<p><b>推奨の溶剤でお手入れする</b> キャビネットおよびスタンドの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナー、アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、ガラスクリーナー、ワックス、研磨クリーナー、粉石鹼などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・ひび割れしたり、塗装がはげる原因となることがあります。(化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。) また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。キャビネットおよびスタンドが変色したり、変質・ひび割れするなどの原因となることがあります。 パネル表面のお手入れに溶剤を使用される場合はイソプロピルアルコールを推奨いたします。その際は溶剤が残らないようにしてください。推奨以外の溶剤(酸、アルカリ、アセトン等)は使用しないでください。溶剤類や水滴等が液晶ディスプレイ内部に入ったり表示面以外の液晶ディスプレイ表面に付着すると、商品を破壊する恐れがありますのでご注意ください。</p>   <p>使用禁止</p>	

## 液晶ディスプレイの上手な使い方

<p><b>キャビネットのお手入れ</b> お手入れの際は電源プラグを抜いてください。柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤に浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 溶剤をご使用の際は「推奨の溶剤でお手入れする」にて使用できる溶剤をご確認ください。</p>	  <p>プラグを抜く</p>  <p>中性洗剤</p>
<p><b>液晶パネルのお手入れ</b> パネル表面は傷つきやすいので、固いもので押しついたりこすつたりしないように、取り扱いには十分注意してください。パネル表面は触指などにより汚れることのないようにご注意ください。パネル表面が汚れた場合には、乾いた布で軽くふきとってください。またきれいな布を使用されるとともに、同じ布の繰り返し使用はお避けください。 溶剤をご使用の際は「推奨の溶剤でお手入れする」にて使用できる溶剤をご確認ください。</p>	
<p><b>上手な見方</b> 画面の位置は、目の高さよりやや低く、目から約40～70cmはなれたぐらいが見やすく目の疲れが少なくなります。明るすぎる部屋は目が疲れます。適度な明るさの中でご使用ください。また、連続して長い時間、画面を見ていると目が疲れます。明るすぎる画面も、目が疲れます。画面を適切な明るさに調節して使用してください。</p>	

### お願い

● 電源コードは、下記の表を参考の上、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。

プラグのタイプ	北アメリカ用	欧州大陸用	英国用	中国用	日本用
プラグの形状					
使用国	米国/カナダ	欧州(英国以外)	英国	中国	日本
電圧(V)	120	230	230	220	100

この商品に関する技術相談、アフターサービス等はお買い上げの国内でのみ有効です。

### ⚠ 重要なお知らせ

#### 残像について

残像とは、長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象ですが、故障ではありません。残像は、画面表示を変えることで徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると残像が消えなくなりますので、同じ画面を長時間表示するような使い方は避けてください。

「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えることをおすすめします。

# 付属品の確認

お買い上げいただいたときに同梱されている付属品は次のとおりです。  
万一不足しているものや損傷しているものがありましたら、ご購入元までご連絡ください。

- ・信号ケーブル (DualLink DVI-D ケーブル)
- ・信号ケーブル (DisplayPort ケーブル)
- ・USB ケーブル
- ・電源コード
- ・クイックリファレンス
- ・ユーティリティーディスク ×3  
(テストパターン、調節ソフト、取扱説明書) (品質管理ソフトウェア)  
(電源管理用ソフトウェア : Power Save Management Software)
- ・保証書

# 使い方

## 液晶ディスプレイとコンピューターとの接続

### お願い

- ・設置の前に、安全のために必ず守ること (→ P4) をお読みになり、正しく安全に設置してください。
- ・移動、設置の際はスタンド部分のみをもたず、必ず本体を持ってください。

1. 液晶ディスプレイ、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってください。

2. DVI 出力のコンピューターと接続する場合：


DVI-D ケーブルをコンピューターのビデオカードに差し込み、ネジを締めます。(図 A.1)

DisplayPort 出力のコンピューターと接続する場合：


DisplayPort ケーブルをコンピューターのビデオカードに差し込みます。(図 A.2)

### お願い

DVI-D ケーブルおよび DisplayPort ケーブルは付属品をご使用ください。  
DisplayPort ケーブル (添付品) にはロックが付いています。ケーブルを取り外す際は、ケーブルコネクタ上部にあるボタンを押しながら、ケーブルを抜いてください。



図A.1



図A.2


市販のケーブルを使用する場合は、規格に準拠したケーブルをお使いください。

3. スタンドのロックを解除する

スタンドを一番下まで押し下げた状態で、スタンド下部のロックボタンを後ろから見て左方向に動かします。

### お知らせ

開梱したとき、スタンドは所定の位置でロックされています。  
スタンドを一番下まで押し下げた状態で、スタンド下部のロックボタンを後ろから見て左側に動かすことでロックが解除されます。



### ⚠ 注意


- ・取り付け、取り外しの際は、ケーブルカバーに指をはさまないように気をつけてください。けがの原因となることがあります。



4. 本体の両端をしっかり持ち、画面を 30 度に傾けて、一番高い位置までスライドさせます。

5. ケーブルを液晶ディスプレイの背面のコネクタに接続します。

電源コードの一方の端を本機の電源入力コネクタに奥までしっかり差し込みます。(図 C.1) USB ケーブルを使用する場合は、USB ケーブルの角型端子 (B Type) を本機の USB アップストリームポートにしっかり差し込み、USB ケーブルの平型端子 (A Type) をコンピューターのダウンストリームポートに差し込みます。(図 C.1a)



### お願い

※ USB ケーブルのコネクタ形状及び向きをよく確かめてから接続してください。



※ USB 機能は使用するコンピューターの BIOS や OS、周辺機器によっては動作しない場合があります。この場合は、まず各使用機器の取扱説明書を確認するか、各機器のメーカーにお問い合わせください。

※本機の電源スイッチをオフにしたり、USB アップストリームを切り替える場合には、事前に本機に接続した USB 機器を停止させてください。一部の USB 機器の場合、この操作をおこなわないと機器の破損やデータの消失の原因になる場合があります。

※本機がコンピューターに認識されるまでに数秒程度必要です。認識される前に USB ケーブルを引き抜いたり、短時間での抜き差しを繰り返したりしないでください。

### お知らせ

- ・ケーブルが正常に接続されないと、正常な操作ができなかったり、液晶ディスプレイの性能に影響を与える場合があります。
- ・ひとつの USB ダウンストリームポートからの縦続接続 (デジチェーン) は、最大 5 台まで可能です。




図C.1a

\* 1 :別売のキャリブレーション用USBセンサー専用ポートです。


6. ケーブルカバーを一番上まで上げ、電源コードと信号ケーブル、USB ケーブルをスタンドのフックにかけます。

### ⚠ 注意

- ・ケーブルカバーは取り外しできません。無理に取り外そうとすると、けがの原因になります。
- ・ケーブル類はスタンド左右のフックに確実に入れてください。また左右のフックに均等になるようにかけてください。
- ・画面を前後に動かし、ケーブル類に負荷がかからないよう、ケーブル類に十分な余裕があるかどうかを確認してください。



図C.2




図C.3

7. ケーブルカバーを下に下げる



図C.2



図C.3

8. 電源プラグを AC100V 電源コンセントに接続してください。

### ⚠ 警告


- ・表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- ・本機には AC100V でお使いいただくための電源コードを付属しております。AC100V 以外（最大 AC240V）でご使用の際には、お使いになる電圧に適した電源コードをご準備の上お使いください。
- ・本機に付属している電源コードは本機専用です。安全のため他の機器には使用しないでください。
- ・本機を日本国外で使用する場合は、使用する国の安全規格と電源電圧に適した電源コードを使用してください。尚、米国やカナダで使用する場合は、必ず UL/CSA 規格認定ホスピタルグレードの電源コードを使用してください。

### お願い

- ・電源コンセントの周辺は、電源プラグの抜き差しが容易なようにしておいてください。

9. 液晶ディスプレイの電源を入れてから、コンピューターの電源を入れます。(図 E. 1)

10. コンピューターの解像度を縦型表示時は 1536×2048 60Hz、横型表示時は 2048×1536 60Hz に設定してください。



図E.1

### お願い

・電源を短時間のうちに頻繁にオン／オフしないでください。故障の原因となることがあります。

11. 画面の調節については「OSD 機能」(→P14) を参照してください。

電源が入らないなどの問題が発生した場合には「困ったとき」(→P20) をご覧ください。


# 設定

## 高さを変える

本体の両端をしっかりと持ち、上下にスライドさせ、見やすい高さに調節します。

### ⚠ 注意

- ・高さ調節をする場合は、本体とスタンドの間に指を挟まないよう、ご注意ください。




## 本体を回転する

本体を一番高い位置までスライドします。  
図のように本体の左上と右下に手を添え、横型にする場合は反時計回りに回転します。縦形に戻す場合は本体の右上と左下に手を添え、時計回りに回転します。

### ⚠ 注意

- ・本機を回転させる場合は必ず電源コード、信号ケーブルを外してからおこなってください。外さずに回転すると、ケーブル類が引っ張られ、ケーブルカバーが破損する恐れがあり、けがの原因になります。
- ・本機を回転する場合は必ず図の向きに回転してください。
- ・本機を回転する場合は、必ず本機を一番高い位置までスライドしてください。低い位置のまま回転すると、指を挟むなど、けがの原因になります。また、机にぶつけるなど、事故の原因になります。



## お知らせ

本体を回転させた場合は、SELF CALIBRATION と GAMMA ADJUST を再実行してください。

## 角度を変える

本体を両手で支えて、液晶画面を押さないようにして画面角度を調節します。

### ⚠ 注意


- ・ディスプレイを持つときは、フロントセンサー部分に触れないでください。故障の原因になることがあります。

## スワイベルする

本体を両手で支えて、液晶画面を押さないようにして画面の向きを調節します。

### ⚠ 注意

- ・スタンド取り扱い時には指をはさまないように気を付けてください。けがの原因となることがあります。




## スタンドの取り外し

- 1 本機、コンピューターおよび周辺機器の電源を切ってから、電源コード、信号ケーブルを取り外します。
- 2 液晶パネルを一番高い位置にスライドさせます。
- 3 画面を反時計回りに 90 度回転させて、横型にします。(図 S.1)
- 4 スタンドと床が平行になるように、平らで安定した場所に柔らかい布を敷き、液晶パネルを下向きにして置きます。

### ⚠ 注意

- ・ フロントセンサーに衝撃や圧力を与えないように気をつけてください。
- ・ 液晶パネルを下向きにしておく場合は、フロントセンサーが机などに接さないようにしてください。

図 S.1



- 5 ケーブルカバーを一番上まで上げます。

### ⚠ 注意

- ・ ケーブルカバーは取り外せません。無理にはずそうとしないでください。けがの原因になります。
- ・ 取り付け、取り外しの際は、ケーブルカバーに指を挟まないように気をつけてください。

- 6 液晶パネルを押さえ、スタンドを持ち上げます。

- 7 スタンドを取り付けている下側のネジ 2 本を取り外します。(図 S.2)

- 8 スタンドを下ろし、ケーブルカバーを下に下げます。

- 9 スタンドを取り付けている上側のネジ 2 本を取り外します。(図 S.3)

- ・ スタンドを取り付ける場合は、逆の手順でおこないます。
- ・ スタンドの取り付けはお客様の責任においておこなうものとし、万一事故が発生した場合、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。




図 S.2




図 S.3

## アームの取り付け

本機には VESA 規格に準拠した下記仕様のアームを取り付けることができます。

取り付け部厚み 2.0mm ~ 3.2mm

VESA 規格準拠 (100mm 取り付けピッチ)



ネジゆるみ防止のためすべてのネジをしっかりと締めてください。

(ただし、締め付けすぎるとネジがこわれることがあります。


98 ~ 137N・cm が適切な締め付けトルクです。)

### お願い

- アームは本機を支えるのに十分なものを選んでください。(本機のディスプレイ部の質量は約 7.5kg です。)
- 液晶ディスプレイを倒したまま固定できないときは、2 人以上で取り付け作業をおこなってください。落下してけがの原因となります。
- 取り付け作業をおこなう前に、アームの取扱説明書を必ず読んでください。
- アームの取り付けはお客様の責任においておこなってください。万一事故が発生した場合でも、当社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- アームを取り付ける際は、必ず付属のネジまたは M4 ネジ (長さは取付金具の板厚と座金の厚さ + 10mm) をお使いください。それ以外のネジを使用した場合は、本機が故障する原因になる恐れがあります。
- 市販のアームについては販売店にお問い合わせください。



# 各部の名称



3. コントロールボタン

## 1. オンスクリーンキーガイド

本体背面にあるコントロールボタンが押されると、オンスクリーンキーガイドが表示されます。オンスクリーンキーガイドの表記に従って操作してください。

### お知らせ

オンスクリーンキーガイドは次のように表示されます。

・ OSD メニューが表示されている場合

**EXIT**   **LEFT**   **RIGHT**   **DOWN**   **UP**   **SELECT**   **RESET**

・ OSD メニューが表示されていない場合 (HOT キーがオフの場合)

**EXIT**   **MENU**   **MENU**   **MENU**   **MENU**   **INPUT**   **QA**

・ OSD メニューが表示されていない場合 (HOT キーがオンの場合)

**EXIT**   **MENU**   **MENU**   **P.MODE**   **P.MODE**   **INPUT**   **QA**

各キーガイドは次のように動作します。

- ・ **EXIT** OSD メニューが表示されている場合：OSD 画面を消す。サブメニューの時はメインメニューに戻る。  
OSD メニューが表示されていない場合：キーガイドを消す。
- ・ **MENU** OSD 画面を表示。
- ・ **P.MODE** PICTURE MODE を表示。
- ・ **SELECT** 選択した項目を決定。
- ・ **INPUT** 入力信号を切り替える。
- ・ **RESET** OSD メニュー内の項目の RESET 画面を表示。
- ・ **QA** Quick screen QA test 画面を表示。

## 2. 電源ランプ

電源を入れたときは電源ランプは緑色に点灯します。パワーマネージメント機能の作動中は橙色に点灯します。

## 3. コントロールボタン

### A. RESET ボタン

#### お知らせ

オンスクリーンキーガイドが表示されていない状態で、RESET ボタンを長押しすると、ディスプレイ表示性能確認用の Quick screen QA test 画面 (グレースケールパターン) が表示されます。EXIT ボタンを押すと画面は消えます。(→ P22 Quick screen QA test 機能)

### B. SELECT ボタン

### C. 上下ボタン (UP/DOWN)

### D. 左右ボタン (LEFT/RIGHT)

### E. EXIT ボタン

## 4. アンビエントライトセンサー

周囲の明るさを検知するセンサーです。センサー部分を覆わないようにしてください。

## 5. フロントセンサー

輝度の安定、キャリブレーションや DICOM 適合試験測定などに使用します。

## 6. センサーポート

キャリブレーション専用ポートです。

別売のキャリブレーション用 USB センサーを接続してください。



# OSD 機能

本機には OSD (On Screen Display) 機能がついていますので、OSD 画面により画面の調節などができます。ボタン類はすべて本体の背面に配置されています。OSD 画面が表示されていないときにボタンを押すと、オンスクリーンキーガイドが表示されます。設定項目の確認および変更は「OSD 機能」各項目をご覧ください。

## 言語設定

最初に OSD 画面を表示したときには、LANGUAGE SELECTION の画面が表示されます。

上下左右ボタンを押して、使用する言語を選択してください。EXIT ボタンを押して OSD 画面を消します。

### お知らせ

- 2 回目以降は LANGUAGE SELECTION は表示されません。2 回目以降に言語を変更する場合は、「言語切替 (OSD ツール)」(→ P15) をご覧ください。



## LUMINANCE

### LUMINANCE

画面の明るさを調節します。明るさが設定値に達していない場合は数値が点滅します。



## 画面調節

### 左/右

左右方向の表示位置を調節します。

デジタルの QXGA (1536×2048 または 2048×1536) Packed Pixel 信号では調節できません。

### 下/上

上下方向の表示位置を調節します。

デジタルの QXGA (1536×2048 または 2048×1536) Packed Pixel 信号では調節できません。

## EXPANSION

自動的に表示画面を拡大する機能です。本機は 1536×2048 (縦型表示時) / 2048×1536 (横型表示時) より低い場合に機能します。

- FULL : 画面表示を 1536×2048 (縦型表示時) / 2048×1536 (横型表示時) に拡大します。
- ASPECT : 縦横寸法比率を変えずに画面を拡大します。
- OFF : 入力解像度のままで表示します。(画面を拡大しません。)
- CUSTOM : 水平ズーム、垂直ズーム、ズームポジションを調節した状態で表示します。個々の調節はアドバンストメニュー (→ P17 アドバンストメニュー TAG4) でおこなってください。

### お知らせ

- デジタルの QXGA (1536 x 2048 または 2048 x 1536) Packed Pixel 信号では調節できません。
- 一部の解像度では画面全域には拡大されません。入力信号によっては、表示画面が縦または横方向に十分に拡大されないことがあります。



## PICTURE MODE

### PICTURE MODE

アドバンストメニュー Tag1 の PICTURE MODE で選択した 2 種類の画質設定を切り替えることができます。



## ツール

### SHARPNESS

お好みに応じて、文字や画像のキレを調節することができます。

### IMAGE ROTATION

画面の回転状態を設定します。PACKED PIXEL 信号受信時は、無効になります。

- AUTO : 本機を回転させると画面は自動的に回転して表示されます。ビデオカードを使って画面を回転させる必要はありません。
- LANDSCAPE : 本機の設定状態に関係なく、常に横長の解像度に適した状態で表示されます。
- PORTRAIT : 画面は常に反時計回りに 90° 回転して表示されます。本機を縦型に回転させた状態で、縦長の解像度を表示するのに便利です。

## EDID SELECTION

接続機器と通信する本機の特性 (EDID) を切り替えます。

AUTO : モニターの設置状態を自動的に検出し、適切な特性に切り替えます。

LANDSCAPE : 横置き (水平 2048 × 垂直 1536) の特性に固定します。

PORTRAIT : 縦置き (水平 1536 × 垂直 2048) の特性に固定します。

## お知らせ

- 設定や設置状態を変更した場合は接続機器を再起動してください。

## VIDEO DETECT

複数の入力がある場合に、入力信号があるコネクタを自動的に選択する機能です。選択されているコネクタは OSD 画面のインフォメーションで確認できます。

FIRST : 現在表示しているコネクタのビデオ信号がなくなってしまったときに他のコネクタからビデオ信号を入力している場合は、ビデオ信号を自動的に切り替えます。

LAST : 現在表示しているコネクタのビデオ信号がなくなってしまったときに他のコネクタからビデオ信号を入力している場合は、ビデオ信号を自動的に切り替えます。さらに現在表示しているコネクタとは別のコネクタからビデオ信号が新たに入力されたときは、ビデオ信号を自動的に切り替えます。

NONE : ビデオ信号の自動切替はおこないません。

## OFF MODE

パワーマネジメント機能を選択します。

OFF : パワーマネジメント機能は作動しません。

STANDARD : 入力信号がなくなるとパワーマネジメント機能が作動します。パワーマネジメント機能中は電源ランプが橙色に点灯します。コンピューターのキーボードの適当なキーを押すかマウスを動かすと画面が復帰します。

OPTION : 入力信号がなくなるか、本機周りの明るさが設定値 (→ P17 アドバンスメニュー **Tag5 OFF MODE SETTING**) より暗くなると数分後にパワーマネジメント機能が作動します。

周りの明るさが設定値よりも暗くなった場合

: パワーマネジメント機能中は電源ランプが一定の間隔で明るさが変化します。

周りの明るさが設定値よりも明るくなった場合

: 自動的にパワーマネジメント機能から復帰します。周りの明るさに関係なくパワーマネジメントから復帰するには本体背面の EXIT ボタン、上下左右ボタンのいずれかのボタンを押してください。

## QA TEST

目視評価のためのテストパターンが表示され、自動的にコントラスト応答試験 (DICOM MEASURE) を開始します。階調差とグレースケールの確認ができます。「Quick screen QA test 機能」 (→ P22) をご覧ください。



## OSD ツール

### 言語切替 (LANGUAGE)

OSD メニューの表示言語リストが表示されます。ボタンで表示言語を切り替えてください。

### OSD 左 / 右

OSD メニューの左右位置を調節します。ボタンで任意の位置に画面を移動します。

### OSD 下 / 上

OSD メニューの上下位置を調節します。ボタンで任意の位置に画面を移動します。

### OSD オートオフ

OSD メニューを表示させたあと、設定された時間になると OSD メニューが自動的に消えるようにする機能です。ボタンで 10 秒から 120 秒まで、5 秒ごとの設定が可能です。

## OSD ロック

誤って調節してしまうことを防ぐための OSD メニュー操作禁止機能です。  
OSD ロックを選択している状態で、操作をおこないません。

### すべての OSD メニュー内の操作を禁止する

#### OSD メニュー内の操作をロックする

SELECT ボタンを押しながら RIGHT ボタンを押すと、OSD がロックされ OSD オートオフで設定された時間後、または EXIT ボタンを押すと OSD メニューは消えます。

#### ロックを解除する

OSD が表示されている状態で、SELECT ボタンを押しながら RIGHT ボタンを押すとロックが解除されます。

### LUMINANCE のみ調節可能

#### OSD メニューの操作をロックする

SELECT ボタンを押しながら DOWN と LEFT ボタンを押すと、OSD がロックされ OSD オートオフで設定された時間後、または EXIT ボタンを押すと OSD メニューは消えます。

#### ロックを解除する

OSD が表示されている状態で、SELECT ボタンを押しながら DOWN と LEFT ボタンを押すとロックが解除されます。

### CUSTOM

アドバンスメニュー (→P19 アドバンスメニュー Tag8) を参照

## HOT キー

ホットキー機能をオンにすると、OSD が表示されていない状態で背面のボタンを押してオンスクリーンキーガイドを表示した後、UP/DOWN ボタンにてメニューを出し、LEFT/RIGHT ボタンを操作して PICTURE MODE を直接変更できます。UP/DOWN ボタンでホットキーのオン/オフを切り替えてください。

## オールリセット

現在表示中の入力信号コネクタ側 LUMINANCE、画面調節、PICTURE MODE、SHARPNESS、OFF MODE、OSD 左/右、OSD 下/上、OSD オートオフを出荷時の状態に戻します。



## インフォメーション

### 表示モード

入力している信号の情報、MODEL (型名) と SERIAL NUMBER (製造番号) を表示します。  
Packed Pixel 信号受信時、DP 10bit 信号受信時は情報を表示します。

### 注意画面

以下のような注意画面が表示されます。EXIT ボタンを押すと注意画面は消えます。

- |                     |   |
|---------------------|---|
| NO SIGNAL :         | 液晶ディスプレイに信号が入力されていません   |
| OUT OF RANGE :      | 液晶ディスプレイが表示可能な範囲を超えた信号が入力されています。  |
| ランプ寿命 :             | 液晶ディスプレイに使用している蛍光管 (バックライト) の寿命が、設定された輝度で残り 1000 時間および 500 時間になった場合、また寿命がきた場合に表示されます。蛍光管の寿命がきても表示はおこなえませんが、正確な輝度を再現できません。このメッセージが表示された場合は、ご購入元にご相談ください。 |
| LUMINANCE WARNING : | 設定している LUMINANCE に設定できない場合に表示されます。表示される設定可能最大 LUMINANCE 以下の値を設定してください。  |

# アドバンスメニュー

この機能は、本機と周辺装置との接続に対して十分な知識をお持ちの方がより細かい調節をするためのものです。

1. OSDメニューとオンスクリーンキーガイドが表示されていない状態で、RESETボタンとEXITボタンを同時に2回押します。
2. CONTROL ボタン「LEFT」「RIGHT」でTAGを選択します。
3. SELECT ボタンで項目選択画面または調節項目に入ります。

Tag1	PICTURE MODE	2種類の画質設定から選択します。
	LUMINANCE	明るさが設定値に達していない場合は数値が点滅します。
	GAMMA	グレースケールの明るさのレベルを、NO CORRECTION、DICOM、LOG LINEAR、L Star、CUSTOM、PROGRAMMABLEの6種類から選択します。ルックアップテーブルは個々の液晶ディスプレイに対して工場でおこなわれたキャリブレーションの値に基づいて計算されています。 NO CORRECTION: ガンマ調節機能を無効にします。 DICOM: 医療業界で一般的なDICOM GSDF(Grayscale Standard Display Function)に調節します。 LOG LINEAR: 線形的な階調の変化に対し指数的に輝度が増えます。 L Star: eciRGB_v2とL*a*b*表示系で使われる輝度特性です。 CUSTOM: ガンマの値を1.0から3.0まで0.1単位に設定できます。 PROGRAMMABLE: 添付のキャリブレーションソフトウェアを用いて設定したグレースケールの明るさが有効になります。
	CUSTOM VALUE	CUSTOM VALUEの調節ができます。ガンマの値を1.0から3.0まで0.1単位に設定できます。
	BLACK	黒輝度を0.1～5.0cd/m <sup>2</sup> の範囲で手動設定します。再現できない低い値は、値が点滅表示されます。MINでは再現できる最低の黒輝度で表示されます。
	AMBIENT LIGHT COMP.	アンビエントセンサーで測定された周りの明るさを考慮して、画面の明るさを補正します。 OFF: 補正は起こりません。外光の影響は考慮されません。 1: キャリブレーション時に測定した外光の影響を考慮して、画面の明るさを補正します。 2: 常に外光を測定し、周りの明るさを考慮した画面表示に補正します。
Tag2	無効	
Tag3	DVI LONG CABLE (DVI入力のみ)	長距離(約20m)で信号ケーブルを使用したとき、信号の劣化を補正し、見やすい画面にします。0～3まで4段階で調節できます。数値が高くなる程、信号の劣化が改善されます。
Tag4	H.POSITION* <sup>1</sup>	左右方向の表示位置を調節します。
	V.POSITION* <sup>1</sup>	上下方向の表示位置を調節します。
	H.RESOLUTION* <sup>1</sup>	入力タイミングの水平解像度を設定します。
	V.RESOLUTION* <sup>1</sup>	入力タイミングの垂直解像度を設定します。
	EXPANSION* <sup>1</sup>	画面の拡大方法を設定します。(→P14)
	H.ZOOM	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。縦方向に1.00～3.00倍まで、0.01単位に拡大設定が可能です。
	V.ZOOM	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。横方向に1.00～3.00倍まで、0.01単位に拡大設定が可能です。
	ZOOM POS.	EXPANSIONでカスタムを設定したときのみ表示されます。ズーム位置を“CENTER”と“LEFTTOP”から選択できます。 CENTER: 画面の中央を基点に横方向(H.ZOOM)、縦方向(V.ZOOM)へ拡大します。 LEFTTOP: 画面の端まで拡大されると、その後は右方向(H.ZOOM)、下方向(V.ZOOM)へ拡大します。
Tag5	SHARPNESS	画面のシャープさを設定します。
	VIDEO DETECT*	複数のコネクタがコンピューターに接続されているとき、ビデオ信号の切替方法を選択します。(→P15)
	OFF MODE	自動的にパワーマネージメント機能を作動させるかを選択します。(→P15)
	OFF MODE SETTING	OFF MODEの明るさを設定します。現在の明るさを表示します。
	RESPONSE IMPROVE*	RESPONSE IMPROVEをオンすることにより、液晶の中間応答速度が向上します。動画表示時における残像感を低減させることができます。IMAGE ROTATIONで画面を回転している場合、設定はオフになります。
	SIDE BORDER	両側の画像のない部分の明るさを調節します。
	LED BRIGHTNESS*	電源ランプの明るさを調節します。
	UNIFORMITY*	UNIFORMITYの設定により、スクリーンの輝度ムラが改善されます。UNIFORMITYは、OFF、LOW、HIGHの設定があります。設定を変更した場合は、SELF CALIBRATIONをおこなう必要があります。
	QA TEST*	目視評価のためのテストパターンが表示され、自動的にコントラスト応答試験(DICOM測定)を開始します。階調差とグレースケールの確認ができます。「Quick screen QA test機能」(→P22)をご覧ください。

※ \*のついている項目はFACTORY PRESET (→P18) されません。

※ \*1のついている項目はデジタルのQXGA(1536×2048または2048×1536) Packed Pixel信号では調節できません。

Tag6	LANGUAGE*	OSD メニューの表示言語を切り替えます。
	OSD H.POSITION	OSD メニューの左右の位置を調節します
	OSD V.POSITION	OSD メニューの上下の位置を調節します
	OSD TURN OFF	OSD メニューが自動的に消えるまでの時間を設定します。
	OSD LOCK OUT*	誤って調節してしまうことを防ぐための OSD メニュー操作禁止を設定、解除できます。OSD ロック状態で一部の項目を操作可能にできます。操作可能な項目の種類によって 3 通りの設定方法があります。 CUSTOM 以外の操作方法は (→P15) を参照してください。CUSTOM はアドバンスドメニューのみ調節可能です。 CUSTOM で OSD メニュー操作禁止を設定できる項目 INPUT SEL. : 信号入力の切り替え LUMINANCE : LUMINANCE の調節 PICTURE MODE : PICTURE MODE の設定 WARNING : 案内画面/注意画面の表示 アドバンスドメニューの OSD ロック画面を表示している状態で RESET ボタンと EXIT ボタンを同時に押し、上記の項目が選択可能になるので、ENABLE (操作可能)、DISABLE (操作不可) を選びます。 ロック解除 OSD が表示されていない状態でオンスクリーンキーガイドを表示した後、RESET ボタン、EXIT ボタンを同時に押し、OSD LOCK 画面を表示させ、SELECT、SELECT、LEFT、RIGHT、LEFT、RIGHT、EXIT を押しします。
	BOOT LOGO*	本機の電源を入れた時に NEC のロゴを表示するかどうかを選択します。 <b>お知らせ</b> NEC ロゴが表示される前から消えるまでの間、EXIT ボタンを押し続けると BOOT LOGO メニューが表示されるので、BOOT LOGO の設定を OFF にすることができます。
	SIGNAL INFORMATION*	入力信号が切り替わった時、信号情報が右上に短時間表示されます。
HOT KEY*	PICTURE MODE を切り替える OSD メニューの表示をオン / オフします。	
FACTORY PRESET	現在表示中の入力信号コネクタ側の OSD 機能を出荷時の状態に戻します。*がついている機能を除き、各機能の設定は出荷時の状態に戻ります。	
Tag7	GRAYSCALE MODE	表示色を選ぶことができます。 OFF : カラー信号を変換せずにグレースケール表示します。 MODE1 : グリーンの信号だけを使用してグレースケール表示します。 MODE2 : 輝度情報だけを使用してグレースケール表示します。 10 BIT : 10bit のグレースケールで表示します。10bit モノクロ出力するビデオカード用です。 <b>お知らせ</b> QXGA(1536 x 2048 または 2048 x 1536) の 10bit モノクロ信号 (Packed Pixel 信号) の場合、10bit が自動的に選択され、変更できません。
	OSD ROTATION	OSD メニューの表示が反時計回りに 90° 回転して表示されます。OSD の表示方向を設定します。 AUTO : 設置されている状態に応じて自動的に回転して表示します。 LANDSCAPE : 横型設置した場合に見やすい方向で OSD を表示します。 PORTRAIT : 縦型設置した場合に見やすい方向で OSD を表示します。
	IMAGE ROTATION*	画面の回転状態を設定します。PACKED PIXEL 信号受信時は、無効になります。 AUTO : 本機を回転させると画面は自動的に回転して表示されます。ビデオカードを使って画面を回転させる必要はありません。 LANDSCAPE : 本機の設定状態に関係なく、常に横長の解像度に適した状態で表示されます。 PORTRAIT : 画面は常に反時計回りに 90° 回転して表示されます。本機を縦型に回転させた状態で、縦長の解像度を表示するのに便利です。
	EDID SELECTION*	接続機器と通信する本機の特長 (EDID) を切り替えます。 AUTO : モニターの設置状態を自動的に検出し、適切な特長に切り替えます。 LANDSCAPE : 横置き (水平 2048 × 垂直 1536) の特長に固定します。 PORTRAIT : 縦置き (水平 1536 × 垂直 2048) の特長に固定します。 <b>お知らせ</b> 設定や設置状態を変更した場合は接続機器を再起動してください。
	DDC/CI	本機とコンピューターの間での設定情報のやり取りを ENABLE (許可)、DISABLE (禁止) するかを選択します。

※ \* のついている項目は FACTORY PRESET (→P18) されません。

Tag8	STAND ALONE CALIBRATION*	キャリブレーションのモードを選択します。(→P23)
	SELF TEST MODE*	ディスプレイの使用開始時のチェックや経年変化の確認に使用する全白画面を表示します。COPY CALIBRATIONの輝度設定時にも使用できます。
	FAN CONTROL	冷却ファンの制御設定をおこないます。 AUTO: 内部温度が保証温度以上になったときに、自動的に冷却ファンが動作します。 ON: 冷却ファンは常時動作します。高地で使用する場合はONに設定してください。
	TEMPERATURE*	本機の内部温度とフロントセンサー周辺部温度を表示します。
	BACKLIGHT LIFETIME*	設定輝度を維持できる残り時間の目安です。
	HOURS RUNNING*	これまでに使用した総時間数を表示します。
	ILLUMINANCE*	内蔵照度センサーで測定した数値を表示します。ILLUMINANCE値は、光源の種類や位置などによって、計測のみを目的とした照度計の値とは異なる場合があります。
Tag9	INFORMATION*	入力している信号の情報、MODEL(型名)、SERIAL NUMBER(製造番号)を表示します。Packed Pixel 信号受信時、DP 10bit 信号受信時は情報を表示します。

※ \* のついている項目は FACTORY PRESET (→P18) されません。



# 困ったとき

## 故障かな？と思ったら…

このようなときは、チェックしてください。

- **画面上に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある**  
液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。
- **画面を切り換えても前の画面の像が薄く残っている**  
長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面表示が残る現象（残像）が起こることがありますが、故障ではありません。残像は、電源を切るか画面表示を変えることで徐々に解消されます。同じ画面を長時間表示するような使い方は避け、「スクリーンセーバー」などを使用して画面表示を変えるようにしてください。
- **画面に「NO SIGNAL」が表示された**
  - ① 信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネクターに正しく接続してください。
  - ② 信号ケーブルが断線していないか確認してください。
  - ③ コンピューターの電源が切れていないか確認してください。
  - ④ コンピューターのパワーマネジメント機能が作動していないか確認してください。  
(マウスを動かすかキーボードのキーを押してください) コンピューターによっては、解像度や入力周波数を変更しても正規の信号がすぐに出力されないため、注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば、入力信号は適正です。
- **画面に「OUT OF RANGE」が表示された**  
本機に適切な信号が入力されているか確認してください。  
入力周波数またはコンピューターの解像度を変更してください。  
コンピューターによっては電源を入れても正規の信号がすぐに出力されないため注意画面が表示されることがありますが、しばらく待って画面が正常に表示されれば入力信号の周波数は適正です。
- **画面がちらつく**
  - ① 分配器を使用している場合は、分配器を中継せず、コンピューターと直に接続してください。
  - ② 信号ケーブルを本機およびコンピューターのコネクターに正しく接続してください。
- **画面が暗い**  
LUMINANCE の設定を確認してください。
- **表示がおかしい**  
次のような状態は、本液晶ディスプレイの特性であって故障ではありません。
  - ・ 表示内容によっては、画面表示の明るさにムラが生じることがあります。
  - ・ 表示内容によっては、画面に薄い縦縞の陰が見えることがあります。
  - ・ 細かい模様を表示すると、表示にちらつきやモアレを生じることがあります。
  - ・ 表示エリアが画面いっぱいでない場合、長時間（約 30 分以上）表示すると表示エリア外の非表示部分に残像が生じることがあります。
  - ・ 視野角（画面を見る角度）によっては、色味の変化が大きくなります。
- **画面に何も映らない**
  - ・ 電源ランプが点灯しない
    - ① 電源スイッチを入れてください。
    - ② 電源コードを正しく接続してください。
    - ③ 電源コンセントに正常に電気が供給されているか、別の機器で確認してください。
    - ④ 電源コードをコンピューターの本体のコンセントに接続している場合は、コンピューターの電源を入れてください。
  - ・ 電源ランプが緑色または青色に点灯している
    - ① OSD 画面を表示してみてください。OSD 画面が表示されれば本機は正常です。
    - ② コンピューターとの接続を確認してください。
  - ・ 電源ランプが橙色に点灯している
    - ① パワーマネジメント機能が作動していると画面が表示されません。キーボードの適当なキーを押すかマウスを動かしてください。
    - ② 信号ケーブルを正しく接続してください。
    - ③ 変換アダプターを使用している場合は、変換アダプターを正しく接続してください。
    - ④ コンピューターの電源が入っているか確認してください。
- **画面が暗くなった、ちらつく、表示しなくなった**  
液晶ディスプレイに使用している蛍光管（バックライト）には寿命があります。正常に表示されていた画面が、暗くなったり、ちらつくようになったり、表示しなくなった場合は新しい液晶パネルとの交換が必要です。ご購入元または修理受付 / アフターサービス窓口にご相談ください。
- **電源ランプが点灯しない**  
LED BRIGHTNESS 調節機能で輝度を下げていると電源ランプが点灯しない場合がありますので、確認してください。
- **USB 対応周辺機器が正常に動作しない**
  - ・ USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。
  - ・ 1 つ 1 つの USB 対応周辺機器を単独で動作させてください。
- **SELF CALIBRATION 時に、画面に WARNING メッセージが表示された**  
USB センサーが正常に機能していない可能性があります。ご購入元にご連絡ください。

## 本機を廃棄するには（リサイクルに関する情報）

本製品は「資源有効利用促進法」に基づく指定再資源化製品です。希少資源の再利用のため、不要になった製品のリサイクルにご協力ください。詳しくは当社 Web サイトをご参照ください。

「ディスプレイのリサイクル」について

<http://www.nec-display.com/jp/environment/recycle/display.html>

### 法人のお客様（産業廃棄物として廃棄される場合）

当社は資源有効利用促進法に基づき、回収・リサイクルシステムを構築し、積極的に資源の有効利用につとめています。回収・リサイクルのお見積り・お申し込みについては上記 Web サイトをご参照ください。

### 個人のお客様

“PC リサイクルマーク”のシールが貼り付けられている当社製品は、ご家庭からの排出時、新たな料金負担を頂くことなく、当社が責任を持って回収・リサイクルいたします。

※ “PC リサイクルマーク”のない製品は、排出時、お客様に回収・リサイクル料金をご負担頂きます。

※ 本機をご購入いただいた個人のお客様には、お申込みいただくことにより、無償で“PC リサイクルマーク”を提供いたします。お申し込み方法は上記 Web サイトをご参照ください。



リサイクル

PCリサイクルマーク

## 保証とアフターサービス

- この商品には保証書を添付しています。保証書は必ず「お買上げ日・ご購入元名」などの記入をお確かめのうえ、ご購入元からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げのご購入元または修理受付／アフターサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- その他、アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げのご購入元または修理受付／アフターサービス窓口へご相談ください。

## 修理受付／アフターサービス窓口

法人ユーザー様の窓口
NECモニター・インフォメーションセンター
フリーコール:0120-975-380
受付時間:月～金 9:00～18:00
土・日・祝祭日、は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。

アフターサービスを依頼される場合はつぎの内容をご連絡ください。


- お名前
- ご住所（付近の目標など）
- 電話番号
- 品名：液晶ディスプレイ
- 型名：MD211G3
- 製造番号（本機背面のラベルに記載）
- 故障の症状、状況など（できるだけ詳しく）
- 購入年月日または使用年数

# Quick screen QA test 機能

JESRA X-0093 で求められる TG18-QC の目視検査の一部に準拠した表示が可能です。ディスプレイ単体で、全体評価と、グレースケール評価の確認が簡単におこなえます。

OSD 非表示時に本機の RESET ボタンの長押し、または RESET ボタンを 2 回押すと、目視評価のためのテストパターンが表示され、自動的にコントラスト応答試験 (DICOM MEASURE) を開始します。完了後に測定結果が表示され、階調差とグレースケールの確認ができます。

EXIT ボタンを押すと画面は消えます。



# PICTURE MODE 機能

表示する画像やコンピューターの設定に応じて、2つの画質設定を切り替えることができます。

アドバンスメニューでは PRESET の割り当てや詳細な画質設定が変更できます。

## お知らせ

- PICTURE MODE ごとに、アドバンスメニュー Tag1 の以下の設定が保存されます。  
LUMINANCE、GAMMA、BLACK、AMBIENT LIGHT COMP.
- PICTURE MODE がお使いのソフトウェアによってロックされている場合は「PICTURE MODE IS LOCKED」が表示されます。SELECT ボタンと上ボタンを同時に押すと、ロックを解除することができます。または、アドバンスメニューの OSD LOCK OUT を参照してください。(→P18 アドバンスメニュー Tag6)

# STAND-ALONE CALIBRATION

本機だけで、画面の表示特性やフロントセンサーの校正などをおこないます。

STAND-ALONE CALIBRATION には SELF CALIBRATION、COPY CALIBRATION、GAMMA ADJUST、DICOM MEASURE、AMBIENT SENSOR CALIBRATION があります。

液晶ディスプレイの電源を入れて30分以上経過してから、キャリブレーションをおこなってください。

液晶ディスプレイの電源を入れてから30分以内にキャリブレーションをおこなおうとすると確認画面が表示されます。(図1) キャリブレーション実行時、ZERO CALIBRATION のメッセージが表示され (図2)、10 秒ほど画面が暗くなった後、ZERO CALIBRATION がおこなわれます。

## お知らせ

- 入力信号がない状態で、キャリブレーションをおこなう場合は、左右ボタンを同時に長押ししてください。図 1 または図 4 のキャリブレーション画面が表示されます。
- ZERO CALIBRATION のメッセージが表示された後、画面が暗くなりますが故障ではありません。
- 測定不良、調整不良を避けるため、適切に管理された USB センサーをお使いください。
- 当社指定の光学 USB センサーを使用してください。




図 1





図 2

## SELF CALIBRATION

本機能ではUSBセンサーまたは輝度計(接触型輝度計)で測定した数値を基準としてフロントセンサーを再校正します。SELF CALIBRATIONをおこなうと、すべてのPICTURE MODEはキャリブレーション時の状態を元に更新されます。SELF CALIBRATION後にUNIFORMITYの設定または設置状態を変更した場合は、再度SELF CALIBRATIONをおこなってください。

UNIFORMITYと設置状態を同じ設定で2回目以降に使用する場合は、SELF CALIBRATIONをおこなう必要はありません。OPTIONで AUTO CALIB. を選択すると、USB センサーを基準としたキャリブレーションがおこなわれます。USB センサーの接続が必要です。

EXPERT CALIB. を選択すると、輝度計で測定した数値の入力が必要です。輝度計(接触型輝度計)を準備してください。




図 3




図 4



図 5

1. USB センサーを液晶ディスプレイのセンサーポートに接続する (図 3) か、またはアドバンスメニューの STAND ALONE CALIBRATION (→ P19) を選択します。
2. キャリブレーションモードで SELF を選択します。(図 4)
3. AUTO CALIB. または EXPERT CALIB.、いずれかのキャリブレーションモードを選択します。希望する UNIFORMITY を設定し、SELECT ボタンを押します。
4. 希望する TARGET LUMINANCE を設定し、SELECT ボタンを押します。(図 5) AUTO CALIB. を選択した場合は5に進んでください。EXPERT CALIB. を選択した場合は7に進んでください。

**【AUTO CALIB. を選択した場合】 USB センサーがセンサーポートに接続されていることを確認してください。**

5. USB センサーを液晶パネルに置くように、メッセージが表示されま  
す。(図 6)

液晶パネルを上向きに5°程度傾け、USB センサーを液晶パネルの  
中央に置き SELECT ボタンを押します。(図 3)

#### お願い

- USB センサーは、横から光が入らないように、液晶パネル表面に対して水平に置い  
てください。また、USB センサーを液晶パネル表面に強く押し付けないでください。

6. SELECT ボタンを押すとキャリブレーションを開始します。設定に  
より終了までの時間が異なります。9 に進んでください。

**【EXPERT CALIB. を選択した場合】 輝度計 (接触型輝度計) を準備してください。**

7. 画面表示は輝度測定用の表示に変わります。

画面中央の輝度を接触型輝度計で測定します。

MEASURED LUMINANCE に表示されている数値を、輝度計で測  
定された数値に変更してください。

LEFT、RIGHT で数字を入力します。(図 7)

SELECT ボタンを押します。

8. 画面表示が数回変わります。表示が変わるごとに、輝度の測定と数値の入力をおこなってください。
9. キャリブレーション完了後、自動的に GAMMA ADJUST、DICOM MEASURE が実行されます。  
DICOM MEASURE 完了後に、キャリブレーションをおこなった日付と時間を記録することができます。  
LEFT、RIGHT でカーソルを動かし、UP、DOWN で数字の変更をおこなって SELECT ボタンを押します。




図 6




図 7

## COPY CALIBRATION

2台の液晶ディスプレイの輝度をあわせる機能です。以下では、2台のMD211G3（ディスプレイA、B）を使用し、Aを基準としてBの輝度を設定します。

1. 液晶ディスプレイA全体に白い画面を表示します。

一例としては、液晶ディスプレイAをオンスクリーンキーガイドのみの表示にし、EXITとRESETを同時に押し、アドバンスメニューを表示します。TAG 8のSELF TEST MODEを選択すると液晶ディスプレイA全体にCOPY CALIBRATION用の白い画面が表示されます。




図 8




図 9

2. USB センサーを液晶ディスプレイ B のセンサーポートに接続する（図 8）かまたは液晶ディスプレイ B 上でアドバンスメニューの STAND ALONE CALIBRATION（→ P19）を選択します。
3. 液晶ディスプレイ B 上のアドバンスメニューでキャリブレーションモードを COPY にします。（図 10）
4. SELF の ON/OFF を選択します。ON を選択すると輝度のコピーと同時に、コピーした輝度で最適な表示となるように SELF CALIBRATION がおこなわれます。ディスプレイ B の PICTURE MODE を選択します。基準となる液晶ディスプレイ A と同じガンマに設定してください。SELECT ボタンを押します。
5. USB センサーを液晶パネルに置くように、メッセージが表示されます。（図 11）液晶ディスプレイ A の液晶パネルを上にも 5° 傾け、USB センサーを液晶パネルの中央におき SELECT を押します（図 8）。

### お願い

- USB センサーは、横から光が入らないように、液晶パネル表面に対して水平に置いてください。また、USB センサーを液晶パネル表面に強く押し付けしないでください




図 10




図 11

6. 液晶ディスプレイ A の輝度が液晶ディスプレイ B に表示されます（図 12）。この値は変更できません。




図 12

7. USB センサーを液晶ディスプレイ B に移します。（図 9）
8. SELECT ボタンを押し、COPY CALIBRATION を開始します。設定に応じて終了までの時間が変わります。
9. SELF で ON が選択されている場合、自動的に SELF CALIBRATION がおこなわれます。キャリブレーション完了後、COPY CALIBRATION をおこなった日付と時間が記録できます。LEFT、RIGHT でカーソルを移動し、UP、DOWN で数字の変更をおこなって SELECT ボタンを押します。



## GAMMA ADJUST

本機のフロントセンサーを使って、液晶パネルの画面表示特性の校正や、経年劣化の補正をおこないます。DICOM MEASURE 実行時に MAX GSDF ERROR 値が医用規格で定められた許容範囲を超える場合などに実行してください。

すべての PICTURE MODE は GAMMA ADJUST 時の状態を元に更新されます。

1. アドバンスメニューの STAND ALONE CALIBRATION (→ **P19**) を選択します。
2. キャリブレーションモードで GAMMA ADJUST を選択します。(図 13)
3. UNIFORMITY を設定し、SELECT を押します。




図 13




図 14

4. 希望する TARGET LUMINANCE を設定します。(図 14)
5. SELECT ボタンを押し、GAMMA ADJUST を開始します。設定に応じて終了までの時間が変わります。
6. 続けて DICOM MEASURE が自動的に実行されます。DICOM MEASURE 完了後に、キャリブレーションをおこなった日付と時間を記録することができます。LEFT、RIGHT でカーソルを移動し、UP、DOWN で数字の変更をおこなって SELECT ボタンを押します。

## DICOM MEASURE

本機のフロントセンサーを使って、DICOM Part14 の適合性試験をします。

1. アドバンスメニューの STAND ALONE CALIBRATION (→ **P19**) を選択します。
2. キャリブレーションモードで DICOM MEASURE を選択します。(図 15)
3. GAMMA を設定し、SELECT を押します。




図 15




図 16

4. DICOM MEASURE を開始します。設定に応じて終了までの時間が変わります。
5. 測定完了のメッセージ (図 16) が表示されたら SELECT ボタンを押します。SELECT ボタンを押すと DICOM MEASURE をおこなった日付と時間が記録できます。LEFT、RIGHT でカーソルを移動し、UP、DOWN で数字の変更をおこなって SELECT ボタンを押します。

### お知らせ

- 測定完了のメッセージ画面は以下の説明をご参照ください。

MAX GSDF ERROR : 測定されたうち、最も大きい誤差値です。  
JND INDEX : MAX GSDF ERROR が測定された JND 値です。  
AAPM PRIMARY : AAPM のグレード 1 の判定基準です。  
JESRA GRADE1 : JESRA のグレード 1 の判定基準です。  
LUMINANCE : 輝度を表示します。

## AMBIENT SENSOR CALIBRATION

アンビエントライトセンサーの再校正をおこないます。

AMBIENT LIGHT COMP. (→P17) が1または2に設定されている場合に、AMBIENT SENSOR CALIBRATIONの設定は有効になります。

設置状態が変わった場合、AMBIENT SENSOR CALIBRATIONをおこなうことをおすすめします。

AMBIENT SENSOR CALIBRATIONには照度計と非接触型輝度計が必要です。

- 1 電源がオフの状態、非接触型輝度計で画面中央の輝度値を測定します。非接触型輝度計がない場合は、2に進んでください。
- 2 液晶ディスプレイの電源を入れて30分以上経過してから、キャリブレーションモードで AMBIENT SENSOR を選択します。(図 18)  
液晶ディスプレイの電源を入れてから30分以内にキャリブレーションをおこなおうとすると確認画面が表示されます。
- 3 メッセージ画面が表示されます。SELECT ボタンを押します。




図18

- 4 液晶パネルと同じ角度になるように設置した照度計で測定された数値を入力します。(図 17)  
LEFT、RIGHT で数字を入力し、SELECT ボタンを押します。(図 19)
- 5 メッセージ画面が表示されます。SELECT ボタンを押します。
- 6 1で測定された数値を入力し、SELECT ボタンを押します。(図 20)  
測定していない場合は、数値を変更せずに SELECT ボタンを押します。
- 7 キャリブレーション完了のメッセージ(図 21)が表示されたら、SELECT ボタンを押します。SELECT ボタンを押すとキャリブレーションをおこなった日付と時間が記録できます。LEFT、RIGHT でカーソルを移動し、UP、DOWN で数字の変更をおこなって SELECT ボタンを押します。




図19

図17





図20



図21

---

## UL60601-1 クラス分類

感電に対する保護の型式による分類：クラスⅠ機器

感電に対する保護の程度による分類：対象外（患者接続部ないため）

水の浸入に対する保護の程度による分類（詳細は IEC529 による）：IPX0

製造業者が指定する滅菌又は消毒の方法による分類：滅菌又は消毒の指定なし

空気混合の可燃性麻酔ガス、又は「酸素または亜酸化ちっ素」混合の可燃性麻酔ガスが存在する中での使用における安全の程度による分類：左記ガスの存在する環境下での使用に適さない

稼動モードによる分類：連続稼動

# 仕様


型名		MD211G3		
サイズ（表示サイズ）		21.3型（54.0cm）		
有効表示領域		324.9mm×433.2mm（縦型表示時） / 433.2mm×324.9mm（横型表示時）		
表示画素数		1536×2048（縦型表示時） / 2048×1536（横型表示時）		
画素ピッチ		0.212mm		
表示階調		10bitの場合：48961階調のパレットから1024階調表示 8bitの場合：48961階調のパレットから256階調表示		
視野角（標準値） <sup>*1</sup>		左右176°、上下176°		
輝度（標準値）		400cd/m <sup>2</sup> （キャリブレーション時） / 1450cd/m <sup>2</sup> （最大輝度）		
コントラスト比（標準値）		900 : 1		
応答速度		27ms（G to G 13ms <sup>*2</sup> RESPONSE IMPROVE ON時）		
走査周波数	水平周波数	31.5 ~ 99.4kHz、126.3kHz		
	垂直周波数	30Hz、50Hz ~ 85Hz		
クロック周波数		214.3MHz（最大）		
入力端子	DVI	DVI-D 24ピン	デジタル RGB信号	DVI規格準拠
	DisplayPort	DisplayPort コネクタ	デジタル RGB信号	DisplayPort規格 Ver1.1a準拠 HDCP対応
USBポート		USB2.0ポート：ダウンストリーム2個、アップストリーム1個		
USBポート各ダウンストリームコネクタ供給電源		5V、500mA（最大）		
適合規格等	安全	UL60950-1、UL60601-1、c-UL		
	不要輻射	VCCI-B、FCC/DOC、CE-MDD		
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B		
	その他	DDC/CI		
使用環境条件	温度	5℃ ~ 35℃		
	湿度	30% ~ 80%（結露のないこと）		
	高度	- 380m ~ 3,000m		
	気圧	700hPa ~ 1060hPa		
保管環境条件	温度	- 10℃ ~ 60℃		
	湿度	10% ~ 85%（結露のないこと）		
	高度	- 380m ~ 12,000m		
	気圧	200hPa ~ 1060hPa		
電源	電源入力	AC100-240V 50/60Hz		
	消費電力	標準	105W	
		パワーセーブ時	2W以下	
	電源入力コネクタ	3P IECタイプ		
質量		約10.7kg（スタンドなし約7.5kg）		
チルト角度 / スイベル角度		上30°、下5° / 90°		
センサー	フロント センサー	確度	+/- 10% (Lv>10cd/m <sup>2</sup> ), +/- 1cd/m <sup>2</sup> (10cd/m <sup>2</sup> ≥Lv>2cd/m <sup>2</sup> ), +/- 0.5cd/m <sup>2</sup> (Lv≤2cd/m <sup>2</sup> )	
		繰返し性	+/- 2%（標準偏差）	
	アンビエント センサー	確度	+/- 10% （光源：蛍光灯、距離：58cm、角度：25° +/- 5°（アンビエントセンサー鉛直軸））	
		繰返し性	+/- 5% （光源：蛍光灯、距離：58cm、角度：25° +/- 5°（アンビエントセンサー鉛直軸））	

周囲温度 25℃、設定輝度 400cd/m<sup>2</sup>

※1 視野角：白と黒のコントラスト比が10以上で表示できる角度を示します。

※2 特定階調レベル間（32、64、96、128、160、192、224）の各応答速度の平均値です。

外形寸法



推奨タイミング

解像度	周波数		備考
	水平	垂直	
2048 x 1536 @60Hz	94.77kHz	59.98Hz	横型設置時
1536 x 2048 @60Hz	126.33kHz	59.96Hz	縦型設置時

NECディスプレイソリューションズ株式会社  
 (NEC Display Solutions, Ltd.)  
 東京都港区三田一丁目4番28号  
 TEL : 03-5446-5300(大代表)

**NEC Display Solutions of America, Inc.**  
 500 Park Blvd. Suite 1100 Itasca, Illinois 60143  
 Phone: 630.467.3000  
 Fax: 630.467.3010

**NEC Display Solutions Europe GmbH**  
 Landshuter Allee 12-14  
 D-80637 Muenchen  
 Germany  
 Phone: +49(0)89/99699-0  
 Fax: +49(0)89/99699-500

3rd Edition, August 2016